

# felpudo sanitizante

lanzamiento




## 01 Felpudo de Retención

Coloque el Felpudo de Vinil **Comformat** en área externa de la entrada de su Ambiente, para extraer el barro y tierra de tu zapato.

## 02 Felpudo Sanitizante

Prepare una solución Sanitizante 2 veces al día o las veces que requiera en (500ml de agua + 1 Cucharada de soperas de cloro).



Coloque el Felpudo **Sanitizante** en área externa de su ambiente y aplique la solución por toda la superficie hasta que este totalmente húmedo. Para medidas de 0.40x0.60, 0.60x0.90

## 03 Felpudo Absorbente

Coloque el Felpudo absorbente **Clean Mat**, para el secado de las planta de tu zapato, dentro el área interna de tu ambiente y te Mantendrá libre de Covid - 19. Medidas comerciales: 0.40x0.60, 0.60x0.90

- Aplicar la solución 2 veces al día
- Colores disponibles: Negro y Gris



PROTÉGE TU HOGAR DEL  
**CORONAVIRUS**

